

## HẠN SỬ DỤNG CỦA CÁC SẢN PHẨM ALFASEPT

### Hạn sử dụng trước khi mở nắp sản phẩm

Thông tin về hạn sử dụng của sản phẩm khi chưa mở nắp có thể tìm thấy trên nhãn tất cả các sản phẩm ALFASEPT.

### Hạn sử dụng sau khi mở nắp sản phẩm

Sản phẩm	Tuổi thọ sản phẩm sau khi mở nắp
<b>Sát khuẩn tay nhanh chứa cồn</b> ALFASEPT HANDRUB; ALFASEPT HANDGEL ALFASEPT MED; ALFASEPT MEDGEL ALFASEPT PURE; ALFASEPT PURE GEL	3 tháng
<b>Dung dịch rửa tay sát khuẩn</b> ALFASEPT CLEANSER 2; ALFASEPT CLEANSER 4	6 tháng
<b>Dung dịch tắm sát khuẩn bệnh nhân trước phẫu thuật</b> ALFASEPT CHG BODY WASH	6 tháng
<b>Sát khuẩn bề mặt</b> ALFASEPT SURFACE-C; ALFASEPT SURFACE-RTU	6 tháng
<b>Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa enzyme</b> ALFASEPT Z-2; ALFASEPT Z-3; ALFASEPT Z-5	3 tháng
<b>Khử khuẩn mức độ trung bình</b> ALFASEPT Z-2 <sup>PLUS</sup> ; ALFASEPT Z-3 <sup>PLUS</sup> ; ALFASEPT D+P	6 tháng
<b>Khử khuẩn mức độ cao</b> ALFASEPT OPA; ALFASEPT GTA <sup>PLUS</sup> ; ALFASEPT GTA 2.5%	70 ngày
<b>Sát khuẩn không khí</b> SANOSIL S006; SANOSIL S010; SANOSIL S015	3 tháng

Khuyến cáo này không phù hợp với các sản phẩm được đóng gói sử dụng một lần. Hơn nữa, các khẳng định trên chỉ phù hợp với các sản phẩm đã được mở nắp trong các chai lọ ban đầu của nhà sản xuất. Trong trường hợp chiết sản phẩm từ can này sang can khác, từ can quy cách to ra các chai quy cách nhỏ hơn, rủi ro về việc nhiễm khuẩn, bay hơi hoặc hòa trộn với các hóa chất tồn dư khác cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

**Phí Mạnh Cường**  
Quality assurance

**Vũ Trường Giang**  
Production Manager